

Sistema Premium Avanzado de Blanqueamiento

Por favor lee TODAS las instrucciones antes de comenzar.

ANTES DEL TRATAMIENTO

Cepilla tus dientes y utiliza hilo dental justo antes del tratamiento de blanqueamiento.

PASO 1

Pon a hervir un recipiente con agua, retira del fuego y espera un minuto. Sostén la moldura por la lengüeta, sumérgela bajo el agua hasta la unión donde la lengüeta se conecta con la moldura, por 5 segundos, o hasta que la moldura comience a encogerse un poco. Remueve inmediatamente la moldura tan pronto como empiece a encogerse.

PRECAUCIÓN

Sumergir la moldura por mucho tiempo o permitir que la moldura se pegue a sí misma la hará inutilizable.

PASO 2

Inmediatamente coloca la moldura debajo de tu dentadura superior y muerde la moldura (no te preocupes, no está muy caliente), mientras que al mismo tiempo la presionas firmemente con tus dedos contra la parte frontal de tu dentadura (asegurándote de crear hendiduras para cada diente). También presiona la parte trasera de la moldura hacia tu dentadura con tu lengua. Déjala reposar hasta que esté firme. La moldura superior deberá estar perfectamente moldeada para tu dentadura. Si no está suficientemente moldeada, se puede volver a moldear. Sólo repite el paso 1 y 2, y presiona más fuerte con tus dedos. Si el extremo posterior de la moldura quedó doblado sobre sí mismo, no te preocupes ya que sólo los 8 dientes frontales son visibles. Repite con la siguiente moldura. Sólo necesitarás llevar a cabo el procedimiento de moldeado la primera vez que uses la moldura ya que la forma se mantiene permanentemente.

PASO 3

Después que termines de moldear ambas molduras, rasga o recorta las lengüetas. También puedes recortar el borde de la moldura donde se encuentran las hendiduras de tus dientes para que tengas un mejor ajuste.

PASO 4

Asegúrate que las molduras estén limpias y secas antes de aplicar el gel blanqueador (jeringa grande). No pongas demasiado gel ya que esto hará que se vaya a tus encías y puede causarte irritación en las encías. Coloca una pequeña gota de gel en cada hendidura de diente en la superficie frontal interior de la moldura, y extiéndela uniformemente en cada hendidura. Cada moldura requiere por lo menos de 0.5 ml de gel blanqueador. Repite con la segunda moldura. Tapa la jeringa.

PASO 5

Pon cada moldura blanqueadora sobre los respectivos dientes. Coloca la moldura con firmeza contra los dientes. Limpia con un pañuelo de papel cualquier exceso de gel que se haya filtrado por el borde de la moldura hacia las encías.

PASO 6

Usa la moldura por 1 hora. Usa una vez al día durante 7 -14 días consecutivos. No excedas 1 hora por aplicación.

PASO 7 (opcional)

Abre la parte posterior de la mini luz LED y remueve las baterías y la lengüeta de plástico transparente que se encuentra debajo de las baterías. Desecha la lengüeta, vuelve a insertar las baterías y presiona el botón superior para encender la luz. Una vez que el gel haya sido aplicado a las molduras y se encuentren dentro de tu boca, coloca la luz en tu boca poniendo el protector entre las molduras y la parte interior de los labios. Mantén la luz allí durante la aplicación.

PASO 8

Después de la finalización de cada sesión de blanqueamiento, remueve las molduras y enjuaga cualquier resto de gel.

GEL REMINERALIZANTE (gel azul)

El gel remineralizante se utiliza para reponer minerales esenciales en los dientes y prevenir o eliminar la sensibilidad dental. Utiliza este gel después de que hayas terminado todo el gel blanqueador en el kit (o si sientes que tus dientes son tan blancos como quieres y no usarás el gel blanqueador por unos meses). Asegurándote que tus molduras estén limpias y secas, pon suficiente gel remineralizante en la superficie frontal interior de la moldura para cubrir completamente tus dientes. Usa las molduras por 10 minutos. Retira las molduras, limpia las molduras después de usarlas y no te enjuagues tu boca. También puedes usar el gel remineralizante si padeces de sensibilidad en la encía durante el tratamiento.

ALMACENAMIENTO

NO almacenes el gel en refrigeración.

Lava tus molduras con un cepillo de dientes. Guárdalas en un lugar limpio y seco (preferiblemente en el estuche de molduras que viene incluido).

ADVERTENCIA

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos o la piel. Si se produce el contacto, limpie el gel y enjuague con agua.

NO USAR SI

Estás embarazada/amamantando, tienes una mala salud dental (dientes caídos, raíces expuestas, enfermedad de las encías), usas frenos, has tenido cirugías orales recientes o eres alérgico al peróxido. Los tratamientos caseros conllevan riesgos menores y debes consultar con tu dentista.

RIESGOS

Trata de evitar el contacto entre el gel y los tejidos blandos, ya que puede causar irritación. Un porcentaje pequeño de personas puede experimentar una reacción alérgica al peróxido, que usualmente se manifiesta como irritación o ampollas en los labios y/o encías. Si esto ocurre, suspende inmediatamente el uso de este producto, enjuaga con abundante agua el área irritada y consulta a tu doctor o dentista si lo deseas. Estos efectos desaparecerán por sí mismos en unos días. Suspenda el uso si sientes un fuerte dolor en un diente que dure más de unos segundos, y consulta inmediatamente a tu dentista.

IMPORTANTE

Durante toda la duración de tu tratamiento de blanqueamiento, debes evitar las bebidas y comidas que contengan colorantes químicos, incluyendo café, té, vino tinto, refrescos de cola, salsas rojas y negras y bebidas cítricas. Si debes consumir alguno de estos, es muy recomendable hacerlo a través de un popote. También debes evitar fumar tanto como sea posible.

USAR SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN DENTISTA

El fabricante y el vendedor no se hacen responsables de cualquier uso de este producto.

INGREDIENTES DEL GEL BLANQUEADOR

Glicerina, Urea Peróxido, Agua, Nitrato de Potasio, Acrilatos/c10-30 Acrilato de Alquilo polímero cruzado, Menta Piperita (menta), Aceite, Hidróxido de Sodio, EDTA di sódico.

INGREDIENTES DEL GEL REMINERALIZANTE

Ingredientes Activos: Fluoruro de Sodio (0.15%w/v ion de fluoruro)

Otros Ingredientes: Glicerina, Agua, Nitrato de Potasio, Acrilatos/c10-30 Acrilato de Alquilo polímero cruzado, Fosfato de Calcio, Hidróxido de Sodio, Sacarina Sódica, Menta Piperita (menta), Aceite, Benzoato de Sodio, C142051.